

Lamp3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9Uqv4

商品番号: CM0024706



前書き

LAMP3ウサギポリクローナル抗体は、WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットに交差反応性を示します。オートファジー、樹状細胞、ウイルス感染の研究に適しています。CamelBioが提供する信頼できるIVD原料です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LAMP3 Rabbit pAb
別名	LAMP, CD208, DCLAMP, LAMP-3, TSC403, DC LAMP, DC-LAMP
対象種	ヒト
遺伝子ID	27074
免疫原	ヒトLAMP3（NP_055213.2）のアミノ酸140～380に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UQV4
タンパク質分子量	44kDa
輸送方法	保冷剤