

抗Lamtor1ウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - Q6Iaa8

商品番号: CM0021948



前書き

LAMTOR1を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウス
と交差反応性あり。mTORシグナル伝達、リソソーム
生物学、アミノ酸センシング研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LAMTOR1 ウサギpAb
備考/別名	p18; PDRO; C11orf59; p27RF-Rho; Ragulator1; LAMTOR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55004
GeneID	55004
免疫原	ヒトLAMTOR1のアミノ酸1-161に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_060377.1)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q6IAA8
タンパク質重量	18kDa
配送	アイスパック