

抗ランゲリン/Cd207 ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q9Uj71

商品番号: CM0026597



前書き

ランゲリン/CD207に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロッティングおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。免疫細胞におけるランゲリンの機能および抗原提示の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Langerin/CD207 Rabbit pAb
備考/別名	CLEC4K; Langerin/CD207
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	50489
免疫原	ヒトランゲリン/CD207のアミノ酸70-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_056532.4)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UJ71
タンパク質重量	37kDa
配送	アイスバック