


Wb、Elisa用 抗Lap2 ウサギポリクローナル抗体 - P42166/P42167

商品番号: CM0022093



前書き

ヒトLAP2（チモポエチン、TMPO）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。核構造およびT細胞発達の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LAP2 ウサギ pAb
備考/別名	TMPO; CMD1T; LAP2; LEMD4; PRO0868; TP; チモポエチン
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7112
遺伝子ID	7112
免疫原	組換えタンパク質 ヒトLAP2 (NP_001027454.1) のアミノ酸1-168に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P42166/P42167
タンパク質分子量	38kDa/50kDa/75kDa
輸送	保冷バッグ