

抗Lap3（Kd検証済み）ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P28838

商品番号: CM0010893

前書き

ウェスタンブロッティング、IHC-

P、ELISA用のKD検証済み抗LAP3ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの細胞質アミノペプチダーゼLAP3を検出します。LAP3はグルタチオン代謝に関与します。ノックダウン検証研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] LAP3ウサギmAb
備考／別名	LAP ; PEPS ; LAPEP ; HEL-S-106
種	ヒト
GeneID（ヒト）	51056
GeneID	51056
免疫原	ヒトLAP3（NP_056991.2）のアミノ酸21～180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28838
タンパク質分子量	56 kDa
輸送	保冷バッグ