

Anti-Lap3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P28838

商品番号: CM0025701

前書き

ヒトLAP3（Cytosol aminopeptidase）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに使用可能。ヒト、マウス、ラットと反応します。グルタチオン代謝および細胞のレドックス状態の研究に最適です。分子量：56kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LAP3 Rabbit pAb
備考/別名	LAP; PEPS; LAPEP; HEL-S-106; LAP3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51056
GeneID	51056
免疫原	ヒトLAP3 (NP_056991.2) のアミノ酸260-519に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28838
タンパク質分子量	56kDa
配送	アイスパック