

Anti-Lap3 ウサギポリクローナル抗体 - P28838

商品番号: CM0020365

前書き

ウサギポリクローナル抗ヒトLAP3抗体。WB、IF-P、ELISAで検証済み。マウス、ラットと交差反応性あり。グルタチオン代謝における細胞質アミノペプチダーゼ機能の研究に。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LAP3 ウサギ pAb
備考/別名	LAP3; HEL-S-106; LAP; LAPEP; PEPS; 細胞質アミノペプチダーゼ
種	ヒト
遺伝子ID	51056
免疫原	ヒトLAP3組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28838
タンパク質分子量	52kDa/56kDa
発送	保冷バッグ