

Wb、Elisa用 Anti-Laptm5 ウサギポリクローナル抗体 - Q13571

商品番号: CM0024171

前書き

LAPTM5ウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットに反応します。造血細胞機能および胚発生において重要なリソソーム関連膜貫通タンパク質5を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LAPTM5 ウサギ pAb
備考/別名	CLAST6; LAPTM5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7805
GeneID	7805
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13571
タンパク質分子量	30kDa
発送	保冷バッグ