

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Larウサギモノクローナル抗体 - P10586

商品番号: CM0012069



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのヒト抗LARウサギモノクローナル抗体です。細胞接着とEPHA2シグナル伝達に与する分子量約213

kDaの受容体型チロシンホスファターゼF（PTPRF）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LAR ウサギmAb
別名	LAR; BNAH2
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5792
遺伝子ID	5792
免疫原	ヒトPTPRF (NP_002831.2) のアミノ酸1016～1250番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P10586
タンパク質分子量	213kDa
発送方法	保冷剤