


抗Larp1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q6Pkg0

商品番号: CM0026201



前書き

ヒトLARP1に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証されています。LARP1はRNA結合タンパク質で、mTORC1下流の5'TOP mRNAの翻訳を調節し、細胞の成長・増殖に影響を与えます。翻訳制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LARP1 ウサギpAb
別名	LARP; Lar1; Lhp1; LARP1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23367
遺伝子ID	23367
免疫原	ヒトLARP1 (Q6PKG0) のアミノ酸106～205番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6PKG0
タンパク質分子量	124kDa
輸送方法	氷袋