

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Larp1B ポリクローナル抗体 - Q659C4

商品番号: CM0016982

前書き

ヒトLARP1Bに対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットサンプル中のLARP1B（約105 kDa）を検出します。RNA結合タンパク質研究およびアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LARP1B ウサギ pAb
備考/別名	LARP2; LARP1B
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	55132
GeneID	55132
免疫原	ヒトLARP1B (NP_060548.2) のアミノ酸170-320に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
抗体源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q659C4
タンパク質分子量	105kDa
発送条件	保冷バッグ