


Wb、Elisa用抗Larp5ポリクローナル抗体 - Q92615

商品番号: CM0014710



前書き

ヒトLARP5（La関連タンパク質4B）に対するウサギポリクローナル抗体、免疫原はアミノ酸519-738。WBおよびELISAで検証済み、マウスおよびラットと交差反応します。mRNA翻訳調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LARP5 ウサギpAb
備考/別名	LARP5; KIAA0217
由来種	ヒト
GeneID（ヒト）	23185
GeneID	23185
免疫原	ヒトLARP5（NP_055970.1）のアミノ酸519-738に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92615
タンパク質分子量	81kDa
発送方法	氷袋