

Wb、Elisa用 抗Larp7 ウサギポリクローナル抗体 - Q4G0J3

商品番号: CM0015258



前書き

LARP7 (hLARP7/PIP7S)
に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応。7SK RNP複合体を介した転写伸長調節の研究に最適。 - Q4G0J3

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LARP7 ウサギ pAb
備考/別名	ALAZS; PIP7S; hLARP7; HDCMA18P; LARP7
種	ヒト
遺伝子ID	51574
免疫原	組換えタンパク質 ヒトLARP7 (NP_057732.2) のアミノ酸160-380に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q4G0J3
タンパク質分子量	67kDa
発送	保冷バッグ