

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Larsポリクローナル抗体 - Q9P2J5

商品番号: CM0013910



前書き

ヒトLARS（Leucyl-tRNA synthetase, cytoplasmic）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスとの反応性が確認されており、WB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。タンパク質合成およびアミノアシルtRNA合成酵素の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LARS Rabbit pAb
備考/別名	LRS; LARS; LEUS; LFIS; ILFS1; LEURS; PIG44; RNTLS; HSPC192; hr025Cl
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51520
遺伝子ID	51520
免疫原	組換えタンパク質
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9P2J5
タンパク質分子量	134kDa
配送	氷袋