

抗Lasp1ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ip、Elisa対応） - Q14847

商品番号: CM0029312



前書き

ウサギ由来ヒトLASP1（MLN50）に対するポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。アクチン動態および癌転移に関与する分子量30 kDaのタンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LASP1 Rabbit pAb
別名	MLN50; Lasp-1; LASP1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	3927
GeneID	3927
免疫原	ヒトLASP1（NP_006139.1）のアミノ酸130-205番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14847
タンパク質分子量	30kDa
発送方法	保冷剤