

抗Latウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - O43561

商品番号: CM0027220

前書き

ヒトLAT（T細胞活性化リンカーファミリーメンバー1）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。T細胞受容体シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LAT ウサギpAb
備考/別名	LAT1; pp36; IMD52; LAT
種	ヒト
GeneID	27040
免疫原	ヒトLATのアミノ酸95-262に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_055202.1)。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O43561
タンパク質重量	28kDa
配送	アイスバッグ