

Anti-Lat1/Slc7A5 ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q01650

商品番号: CM0028993



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用Anti-LAT1/SLC7A5

ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。大型中性アミノ酸トランスポーター小サブユニット1を標的とし、トランスポーターおよび癌代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LAT1/SLC7A5 Rabbit pAb
備考/別名	E16; CD98; LAT1; 4F2LC; MPE16; D16S469E; LAT1/SLC7A5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8140
遺伝子ID	8140
免疫原	ヒトLAT1/SLC7A5 (NP_003477.4) のアミノ酸1-125に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01650
タンパク質分子量	55kDa
配送	氷袋