

WbおよびElisa用抗Lats1ウサギモノクローナル抗体 - O95835

商品番号: CM0004387



前書き

ヒトLATS1に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。Hippoシグナル伝達、腫瘍抑制、細胞周期調節の研究に最適です。 - O95835

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LATS1 Rabbit mAb
備考/別名	wts; WARTS; LATS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9113
GeneID	9113
免疫原	合成ペプチド ヒトLATS1 (NP_004681.1) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O95835
タンパク質分子量	127kDa
発送	保冷剤