


Anti-Lats1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O95835

商品番号: CM0023072



前書き

ヒトLATS1 (O95835)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。Hippo経路および腫瘍抑制因子の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LATS1 Rabbit pAb
備考/別名	wt; WARTS; LATS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9113
GeneID	9113
免疫原	合成ペプチド ヒトLATS1 (NP_004681.1) のアミノ酸100-200以内の配列に対応する合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95835
タンパク質分子量	127kDa
配送	氷袋