

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Lbp ポリクローナル抗体 - P18428

商品番号: CM0022125

前書き

LBP ウサギ pAb (SWISS P18428)
は、WB、IF/ICC、ELISA用に検証されたポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットへの交差反応性があります。細菌のリポ多糖に結合し、自然免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LBP ウサギ pAb
備考/別名	BPIFD2; LBP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3929
遺伝子ID	3929
免疫原	合成ペプチド ヒトLBP (NP_004130.2) のアミノ酸250-350に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P18428
タンパク質分子量	53kDa
発送	保冷バッグ