


抗Lbrポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q14739

商品番号: CM0027051



前書き

ヒトLBR（ラミンB受容体）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの実使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応しません。コレステロール代謝や核膜の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LBR ウサギ pAb
別名	PHA; C14SR; LMN2R; PHASK; TDRD18; DHCRI4B; LBR
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3930
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14739
タンパク質分子量	71kDa
輸送方法	保冷剤