


抗Lc3A/Lc3B ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - Q9Gzq8/Q9H492

商品番号: CM0030713



前書き

LC3A/LC3Bを標的とするウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットを対象にWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。オートファジーおよびミトファジーの研究に有用です。Q9GZQ8/Q9H492。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	内容
製品名	LC3A/LC3B ウサギpAb
備考/別名	MAP1LC3B; ATG8F; LC3B; MAP1A/1BLC3; MAP1LC3B-a; MAP1LC3A; ATG8E; LC3; LC3A; MAP1ALC3; MAP1BLC3; LC3A/LC3B
種	ヒト
GeneID（ヒト）	84557/81631
GeneID	84557/81631
免疫原	ヒトLC3A（NP_115903.1）のアミノ酸1-60番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9GZQ8/Q9H492
タンパク質分子量	14kDa
配送方法	保冷剤