


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Lc3A/Lc3BウサギPolymab® - Q9Gzq8 / Q9H492

商品番号: CM0011757



前書き

ヒトLC3A/LC3Bを標的とする、オートファジー研究用のウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。オートファゴソーム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LC3A/LC3B Rabbit PolymAb®
備考／別名	LC3; LC3A; ATG8E; MAP1ALC3; MAP1BLC3; LC3A/B; LC3B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84557/81631
遺伝子ID	84557/81631
免疫原	ヒトLC3A/LC3B由来の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9GZQ8/Q9H492
タンパク質分子量	14kDa
配送	保冷剤