


Wb、Elisa用抗Lc3Bモノクローナル抗体 - Q9Gzq8

商品番号: CM0002345



前書き

ヒトLC3B (MAP1LC3B)

を標的とするマウスモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。オートフッジャー研究に最適で、約15kDaのタンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LC3B Mouse mAb
備考/別名	LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/IBLC3
種	ヒト
GeneID	81631
免疫原	ヒトLC3B (NP_073729.1) のアミノ酸1-125に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9GZQ8
タンパク質分子量	15kDa
配送	氷袋