

Wb、Elisa用抗Lcatモノクローナル抗体 - P04180

商品番号: CM0003438



前書き

ヒトLCAT（P04180）を標的とする抗LCATウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。LCATはリポタンパク質中のコレステロールエステル化に必須です。心血管研究や脂質代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LCAT ウサギ mAb
備考/別名	LCAT; レシチン-コレステロールアシルトランスフェラーゼ
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3931
GeneID	3931
免疫原	ヒトLCAT（P04180）のアミノ酸1〜100番内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P04180
タンパク質分子量	50kDa
発送方法	保冷剤