


## ウェスタンブロットおよびElisa用抗Lcatウサギポリクローナル抗体 - P04180

商品番号: CM0015797



### 前書き

ヒトLCAT（レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。コレステロール代謝およびリポ蛋白質リモデリングの研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                    |
|------------|------------------------------------------------------|
| 製品名        | LCAT ウサギ pAb                                         |
| 備考/別名      | LCAT                                                 |
| 種          | ヒト                                                   |
| 遺伝子ID (ヒト) | 3931                                                 |
| 遺伝子ID      | 3931                                                 |
| 免疫原        | ヒトLCAT (NP_000220.1) のアミノ酸25-440に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                  |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                            |
| 適用         | WB, ELISA                                            |
| 交差反応性      | マウス                                                  |
| SWISS      | P04180                                               |
| タンパク質分子量   | 50kDa                                                |
| 輸送         | 保冷バッグ                                                |