

Wb、If-P、Elisa用抗Lckウサギモノクローナル抗体 - P06239

商品番号: CM0007681



前書き

WB、IF-

P、ELISA用の抗LCKウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウスと交差反応します。T細胞シグナル伝達に参与するチロシンタンパク質キナーゼLckを標的とします。タンパク質分子量は58kDaです。UniProt: P06239。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LCK ウサギmAb
備考／別名	LSK; YT16; IMD22; p56lck; pp58lck; LCK
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	3932
GeneID	3932
免疫原	組換えタンパク質 ヒトLCK (NP_005347.3) のアミノ酸1〜210番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P06239
タンパク質分子量	58kDa
発送方法	氷袋