


抗Lckウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - P06239

商品番号: CM0018747



前書き

ヒトLCK (p56lck)
を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。W
B、IHC-
P、ELISAでの検証済み。マウスおよびラットと交差
反応性あり。T細胞受容体シグナル伝達およびリンパ
球活性化の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LCK ウサギポリクローナル抗体 (pAb)
備考/別名	LSK; YT16; IMD22; p56lck; pp58lck; LCK
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3932
遺伝子ID	3932
免疫原	ヒトLCKの1-240アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_005347.3)。
宿主	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06239
タンパク質重量	58kDa
配送	アイスバッグ