


抗Lcp2ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13094

商品番号: CM0021286



前書き

ヒトLCP2（SLP-76）に対するウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。T細胞受容体シグナル伝達および免疫細胞活性化の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	LCP2 Rabbit pAb
備考/別名	IMD81, SLP76, SLP-76, LCP2
対象種	ヒト
遺伝子ID	3937
免疫原	ヒトLCP2（NP_005556.1）のアミノ酸159～533に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13094
タンパク質分子量	60kDa
輸送方法	氷袋