


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ldb1ウサギポリクローナル抗体 - Q86U70

商品番号: CM0019639



前書き

LDB1 (CLIM2) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのLDB1を認識します。転写制御および発生生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LDB1ウサギpAb
備考／別名	NLI ; CLIM2 ; LDB-1 ; CLIM-2 ; LDB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8861
GeneID	8861
免疫原	ヒトLDB1 (NP_003884.1) のアミノ酸1～50に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86U70
タンパク質分子量	47kDa
輸送条件	保冷バッグ