


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 Anti-Ldb3 ウサギポリクローナル抗体 - O75112

商品番号: CM0027868



前書き

高品質な Anti-LDB3 ウサギポリクローナル抗体 (O75112) は、WB、IF-P、IHC-P、ELISA用に検証済みです。ヒト、マウス、ラットのLDB3と反応します。横紋筋、心筋症、細胞骨格の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LDB3 ウサギ pAb
備考/別名	MF4M4, ZASP, CMD1C, CMH24, CMPD3, LVNC3, CYPHER, LDB3Z1, LDB3Z4, ORACLE, PDLIM6, LDB3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11155
GeneID	11155
免疫原	組換えタンパク質: ヒトLDB3 (NP_001073585.1) のアミノ酸1-283に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75112
タンパク質分子量	77kDa
発送	保冷剤