


Wb・Elisa用抗Ldhaモノクローナル抗体 - P00338

商品番号: CM0012008



前書き

ヒトLDHAを標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロッティングおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットの検体中のLDHAを検出でき、解糖系および代謝異常の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] LDHA ウサギmAb
備考／別名	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3939
遺伝子ID	3939
免疫原	合成ペプチド ヒトLDHA (NP_005557.1) のアミノ酸1〜100番以内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00338
タンパク質分子量	26〜39 kDa
発送方法	氷袋