


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Ldha ポリクローナル抗体 - P00338

商品番号: CM0014338



前書き

ヒトLDHAに対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。解糖系、低酸素、癌代謝の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LDHA ウサギ pAb
備考/別名	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P; LDHA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3939
遺伝子ID	3939
免疫原	ヒトLDHA (NP_005557.1) のアミノ酸1-332に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00338
タンパク質分子量	26-39 kDa
配送	保冷バッグ