


Wb、If/Icc、Elisa向け抗Ldhaウサギモノクローナル抗体 - P00338

商品番号: CM0011551



前書き

ヒトLDHAに対するウサギモノクローナル抗体で、Western

blot、IF/ICC、ELISAにおいてノックダウン検証済みです。ヒト、マウス、ラットの検体中の内在性LDHAを検出します。予測分子量は26-39

kDaです。がん代謝および解糖研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] LDHA ウサギmAb
別名	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3939
遺伝子ID	3939
免疫原	ヒトLDHA (NP_005557.1) のアミノ酸1-332番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00338
タンパク質分子量	26-39 kDa
発送	保冷剤