


Ihc-P/If/Icc/Elisa用 抗Ldha ウサギポリクローナル抗体 - P00338

商品番号: CM0019176



前書き

IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギポリクローナル抗LDHA抗体です。癌代謝やグリコーゲン貯蔵病に関連する解糖系酵素であるヒトおよびマウスLDHAを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] LDHA ウサギpAb
別名	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P; LDHA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3939
遺伝子ID	3939
免疫原	ヒトLDHA (NP_001158886.1) のアミノ酸1～100領域内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P00338
タンパク質分子量	26～39 kDa
輸送方法	氷袋