

Wb、If-P、Elisa用抗Ldhal6Bウサギポリクローナル抗体 - Q9Byz2

商品番号: CM0018460

前書き

ヒトLDHAL6Bを標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-

P、ELISAでバリデーション済み。乳酸とピルビン酸の相互変換を触媒する精巢特異的乳酸脱水素酵素。マウスおよびラットと交差反応します。代謝および生殖能力研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LDHAL6B ウサギ pAb
備考/別名	LDHL; LDH6B; LDHAL6; LDHAL6B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	92483
GeneID	92483
免疫原	ヒトLDHAL6B (NP_149972.1) のアミノ酸1〜80に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9BYZ2
タンパク質分子量	42kDa
輸送	保冷剤