


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Ldhabポリクローナ抗体 - P07195

商品番号: CM0025333



前書き

ヒトLDHBを標的とするウサギポリクローナ抗体。W B、IF-P、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。LDHBは嫌気性解糖系の重要な酵素であり、心臓組織マーカーです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LDHB Rabbit pAb
備考/別名	LDH-B; LDH-H; LDHBD; TRG-5; HEL-S-281; LDHB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3945
GeneID	3945
免疫原	ヒトLDHB (NP_002291.1) のアミノ酸1-334に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07195
タンパク質分子量	37kDa
配送	アイスバッグ