

抗Ldhcポリクローナル抗体 (Wb, If-P, Elisa用) - P07864

商品番号: CM0014161



前書き

WB、IF-

P、ELISAアプリケーション用抗LDHCポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。精子の運動性に関連するタンパク質であり、がん精巣抗原32であるL-乳酸脱水素酵素C鎖を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LDHC ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	CT32; LDH3; LDHX; LDHC
種	ヒト
遺伝子ID	3948
免疫原	合成ペプチド - ヒトLDHCのアミノ酸150～250の配列に対応する合成ペプチド (NP_002292.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07864
タンパク質重量	36kDa
配送	アイスバッグ