

抗Ldl受容体（Ldlr）ポポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P01130

商品番号: CM0016883



前書き

ヒトLDL受容体（LDLR）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのLDLRを検出します。コレステロール代謝およびウイルス感染の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LDL受容体（LDLR）ウサギpAb
備考/別名	FH; FHC; FHCL1; LDLCQ2; LDL受容体（LDLR）
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3949
GeneID	3949
免疫原	ヒトLDL受容体（LDLR）（NP_000518.1）のアミノ酸761-860内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01130
タンパク質分子量	95kDa
配送	アイスバック