

抗Ldl受容体（Ldlr）ウサギポリクローナル抗体、Wb・Ihc-P・If/Icc・Elisa対応 - P01130

商品番号: CM0020740



前書き

ヒトLDL受容体（LDLR）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しており、ヒト、マウス、ラットのサンプルを検出します。コレステロール代謝研究、ウイルス侵入研究、心血管疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LDL受容体（LDLR）ウサギpAb
別名	FH; FHC; FHCL1; LDLCQ2; LDL Receptor (LDLR)
対象種	ヒト
GeneID	3949 (ヒト)
免疫原	ヒトLDL受容体（LDLR）(NP_000518.1)のアミノ酸761～860番領域の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01130
タンパク質分子量	95kDa
輸送方法	氷袋梱包