


Anti-Ldlrap1ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q5Sw96

商品番号: CM0026144



前書き

ヒトLDLRAP1（ARH）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。LDLRエンドサイトーシス、高コレステロール血症、および脂質代謝の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LDLRAP1 Rabbit pAb
備考/別名	ARH; ARH1; ARH2; FHCB1; FHCB2; FHCL4; LDLRAP1
種	ヒト
GeneID	26119
免疫原	ヒトLDLRAP1（NP_056442.2）のアミノ酸59-308に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5SW96
タンパク質分子量	34kDa
配送	氷袋