

WbおよびElisa用 抗Lef1ウサギモノクローナル抗体 - Q9Uju2

商品番号: CM0007843

前書き

WBおよびELISAで検証済みのウサギモノクローナルLEF1抗体。ヒトおよびマウスと交差反応性あり。胸腺、結腸、膵臓組織におけるWntシグナル伝達とがん生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LEF1 ウサギ mAb
備考/別名	LEF-1; TCF10; TCF7L3; TCF1ALPHA; LEF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51176
GeneID	51176
免疫原	ヒトLEF1 (Q9UJU2) のアミノ酸50-150内の配列に相当する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UJU2
タンパク質分子量	44kDa
輸送	保冷バッグ