

Wb、Ip、Elisa用抗Lef1ウサギモノクローナル抗体 - Q9Uju2

商品番号: CM0007591

前書き

ヒトおよびマウスサンプルにおけるWB、IP、ELISAで検証済みの高性能抗LEF1ウサギモノクローナル抗体。Wntシグナル伝達、がん、発生生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LEF1ウサギmAb
備考／別名	LEF-1; TCF10; TCF7L3; TCF1ALPHA; LEF1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	51176
免疫原	ヒトLEF1（NP_057353.1）のアミノ酸1～300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UJU2
タンパク質分子量	44kDa
配送	保冷バッグ