

Wb・Elisa用 抗Lefty1 ウサギポリクローナル抗体 - O75610

商品番号: CM0021079

前書き

ヒトLEFTY1に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。発生調節に重要な因子である左右決定因子1（ヒトおよびマウス）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LEFTY1 ウサギ pAb
備考・別名	LEFTB; LEFTYB; LEFTY1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	10637
GeneID	10637
免疫原	ヒトLEFTY1（NP_066277.1）のアミノ酸77～366番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O75610
タンパク質分子量	41kDa
発送方法	保冷剤