

Anti-Lefty1/2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O75610 / O00292

商品番号: CM0004170

前書き

ヒトLEFTY1/2タンパク質を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いた発生学研究において、左右決定因子の検出に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LEFTY1/2 Rabbit mAb
備考/別名	LEFTB; LEFTYB; LEFTY1/2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10637/7044
遺伝子ID	10637/7044
免疫原	ヒトLEFTY1/2 (O75610) のアミノ酸267-366領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	O75610/O00292
タンパク質分子量	34.44kDa
配送	アイスバッグ