

抗レグヘモグロビン（Mtlbs）ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P27992/P27993

商品番号: CM0019443

前書き

Medicago

truncatulaのレグヘモグロビン（MtLBs/LB2）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。MtLb2およびMtLb6（P27992/P27993）を認識します。窒素固定および根粒形成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	MtLBs ウサギ pAb
備考/別名	LB2; Mtlb2; MtlBs
種	Medicago truncatula
遺伝子ID	11433347
免疫原	合成ペプチド Medicago truncatula レグヘモグロビン2（XP_003588689.1）のアミノ酸7-21および100-113の配列内に対応する2つの合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	Medicago truncatula
SWISS	P27992/P27993
タンパク質分子量	15kDa
配送	氷袋