


Wb、Elisa用抗レグマイン（Lgmn）モノクローナル抗体 - Q99538

商品番号: CM0008180



前書き

レグマイン（LGMN）に対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットを検出します。組換え免疫原（アミノ酸210～302）を使用。リソソームにおけるタンパク質分解および抗原提示に関わるプロテアーゼ機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	レグマイン（LGMN）ウサギmAb
備考／別名	AEP；LGMN1；PRSC1；レグマイン（LGMN）
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5641
GeneID	5641
免疫原	ヒトレグマイン（LGMN）（Q99538）のアミノ酸210～302に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99538
タンパク質分子量	49 kDa
輸送	保冷バッグ