


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗レグメイン（Lgmn）ウサギモノクローナル抗体 - Q99538

商品番号: CM0006974



前書き

ウエスタンブロット、IF、IHC、ELISA用のレグメイン（LGMN）ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのレグメインと反応します。抗原提示およびリソソーム分解研究に使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	レグメイン（LGMN）ウサギmAb
備考／別名	LGMN; AEP; LGMN1; PRSC1; legumain; Legumain (LGMN)
種	ヒト
遺伝子ID	5641
免疫原	ヒト・レグメイン（LGMN）のアミノ酸26〜288に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。（NP_005597.3）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99538
タンパク質分子量	42kDa/49kDa
輸送	保冷バッグ