


抗レグメイン（Lgmn）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q99538

商品番号: CM0013814



前書き

ヒトレグメイン（LGMN）に対するウサギポリクローナル抗体（WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用）。ヒト、マウス、ラットのLGMN（49kDa）を検出します。レグメインは、抗原提示とタンパク質分解に役割を持つリソソームシステインプロテアーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	レグメイン（LGMN）ウサギpAb
備考/別名	AEP; LGMN1; PRSC1; Legumain (LGMN)
種	ヒト
遺伝子ID	5641
免疫原	ヒトレグメイン（LGMN）（NP_005597.3?）のアミノ酸26-288に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99538
タンパク質分子量	49kDa
発送	保冷バッグ