


Anti-Leo1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q8Wvc0

商品番号: CM0029049



前書き

ヒトLEO1 (RDL)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のLEO1を検出します。転写制御およびクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LEO1 Rabbit pAb
備考/別名	RDL; LEO1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	123169
GeneID	123169
免疫原	ヒトLEO1 (NP_620147.1) のアミノ酸340-570に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WVC0
タンパク質分子量	75kDa
配送	アイスバッグ